

ThevoVital

取扱説明書

このたびは、ThevoVitalをお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。

本製品のご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全に使用してください。

また「取扱説明書」は必要なときに取り出しやすい場所に保管してください。

使用環境や使用者の身体状況が変化した際には再度お読みください。



ラックヘルスケア株式会社

コードNO.2015.04

製品情報

外寸	90 x 200cm	100x200cm	高さ
ThevoVital 80	18.0kg	20.0kg	19.2cm
ThevoVital 140	19.5kg	21.5kg	

その他のサイズについてはお問い合わせください。

配送形態

- 本体 + ジャージー素材カバー または、防水カバー
- 本取扱説明書



製品の使用について

本製品はほとんどのベッドタイプでお使いいただけます。本体の赤い面を上にして、現在お使いのベッドフレームやスラット（すのこ）部分に置いてお使いください。

重要：本体はスラット（すのこ）なしのベッドでもご利用いただけますが、ベッドフレームのサイド部分が必ず10cm以上あることを確認してください。

注意：サイドレール付きのベッドで本体をお使いになるとき、サイドレールの高さ拡張パーツが追加で必要になることがあります。

本体の消毒・クリーニング方法

マットレス

附属のファスナーを開けて、カバーを洗ってください。

ジャージー素材カバー（布製カバー）

- 65℃までの温水で洗浄可、乾燥機をご利用いただけます。

防水カバー（ゴム入カバー）

- 65℃までの温水で洗浄可、乾燥機OK、消毒専用液で拭いてください。

消毒方法

専門機関（ドイツ国立ロベルト・コッホ研究所）より、以下2通りの消毒方法をお勧めしています。

- ①最大110℃の熱で掃除機で吸引⇒スチーム⇒吸引方式
- ②最大110℃の熱でスチーム処理

重要：110℃以上での温熱消毒は本体の劣化や変形につながりますので、十分に気を付けてください。拭き取りには必ずプラスチック専用の消毒液を使用してください。

使用上の注意と禁止事項

ThevoVitalは認知症でお困りの方の睡眠の質を向上させることを目的とした製品です。マットレスは比較的固めに製造されていますので、ユーザーの肌状態を定期的に確認するようにしてください。特に肌に影響の出る病気を持つユーザーや自力で動くことが困難なユーザーに対しては、細心の注意を払うとともに本体をご利用ください。適切なマットレスの密度が保たれていることを確認してください。

重要：正しくお使いいただくために、ユーザーの体重を確認してください。

- 体重が80kgまでのユーザーはThevoVital 80をお使いください
 - 体重が80kg～140kgまでのユーザーはThevoVital 140をお使いください。
- ThevoVital 140は体重が80kg以下のユーザーもお使いいただけます。

注意：ThevoVitalは褥瘡の予防や治療を目的とした製品ではありません。

注意：ThevoVitalの厚みは約20cmです。使用中の起居動作において転倒しないよう注意して下さい。

LAC

ラックヘルスケア株式会社

大阪 〒542-0081

大阪市中央区南船場 2-10-2

TEL: 06-6244-0636 FAX: 06-6244- 0836

東京 〒105-0014

東京都港区芝 3-4 3-16 KDX三田ビル1 1 F

TEL: 03-5419-8050 FAX: 03-5419-8051

九州 〒862-0924

熊本市中央区帯山 2-1-23 パークヒル帯山

TEL: 096-340-8101 FAX: 096-340-8102